

说明书


尺寸:60*90mm

Electric toothbrush

Instructions

Tips for using

- Please note that due to its effectiveness, the OrisCura is not recommended for use by children under12 years of age!
- The Oris Cura electric toothbrush is the modern toothbrush of the new era, powered by an elongated main brush.
- The cleaning effect of the Oris Cura electric toothbrush is based on a triple action. The soft bristles of the brush head and the rotating movement of the bristles clean your teeth in a gentle way. In addition, the elongatedsection of the brush head guides a mixture of saliva, water and toothpaste into the interdental spaces and cleans them effectively and prevents damage to the gums.
- To operate the Oris Cura electric toothbrush according to the invention, the handle may include one or more push buttons that control the rotation of the brush section and the revolutions per minute. The buttons on the handle are adapted to control either the upper or lower jaw. The direction of rotation is then automatically the correct one, i.e. brushing is done from the gums to the teeth. The handle may, for example, include two push buttons, where one push button adjusts the direction of rotation for the upper jaw and the other button adjusts the direction of rotation for the lower jaw so that brushing always takes place from the gums to the teeth.



Product Material	Main ABS material+DuPont brush wire
Vibration revolution	300 rpm
Waterproof grade	IPX7 level
Charging time	3-4 hours
Usage duration	Normally usable for 3 months

* The usage time is calculated based on 3 minutes per session and 2 times per day

Function Introduction

- On/Off
Press the switch button to start the machine, then press the power button to switch gears, and press any gear long to shut down. The default working time is 3 minutes, and the machine will shut down automatically after 3 minutes. The machine has a gear memory function, which defaults to the last used mode when it is turned on next time.
- Two major modes
Clean-Clean mode: for daily cleaning use.
Strong-strengthening mode: suitable for stubborn tooth stains.
- Forward and reverse mode
Press the forward and reverse button to switch the rotation direction.
- Battery display
When the power is low, the red light flashes, the red light breathes when charging, and the green light is steady on after full. When the power does not meet the startup voltage, the red light is steady on for 3s, and the shutdown does not work.

- We recommend that you start getting used to the Oris cura with the "Sensitive" program (100 revolutions per minute). The microbubbles and the elongated brush section may be itchy at first, but you get used to it after a few brushings.
- The electric toothbrush is moved in the same way as a regular toothbrush, but slower. The brush is placed on the gum line, even if you touch the gum line, there is no danger at all because the direction of rotation is set correctly. The brush does NOT need to be moved in a circular oval motion as you have to do with other toothbrushes.
- According to the design, the electric toothbrush has a guard on the back of the toothbrush head to protect the inner cheek. The electric toothbrush has a function where the brush itself either rotates downwards or upwards depending on where the toothbrush is placed, on the lower jaw or the upper jaw.


- The elongated movement of the brushes provides an effective and gentle cleaning result, even in hard-to-reach places and along the gum line. The brush head has a narrow neck to reach further and remove plaque.

Elektrisk tandborste

Instruktioner

Tips för användning

- Observera att OrisCura på grund av dess effektivitet inte rekommenderas för användning av barn under 12 år!
- Oris Cura el tandborste är den moderna tandborsten av den nya eran, driven av en långsträckt huvudborste.
- Den rengörande effekten av Oris Cura el tandborsten är baserad på en trippelhandling. De mjuka borsten på borsthuvudet och roterande rörelse av borsten rengör dina tänder på ett skonsamt sätt. Dessutom den långsträckt delen av borsthuvudets styrningar en blandning av saliv, vatten och tandkräm i interdental utrymmen och rengör dem effektivt och förhindrar skador på tandkötet.
- Att använda Oris Cura el tandborste enligt uppfinning kan handtaget innefatta en eller flera tryckknappar som styr rotationen av borstsektionen och revolutions per minut. Knapparna på handtaget är anpassade för att kontrollera antingen över- eller underkäken. Rotationsriktningen är då automatiskt den korrekta, dvs borstning görs från tandkötet till tänderna. Handtaget kan till exempel innehålla två tryckknappar, där en tryckknapp justerar riktningen av rotation för överkäken och den andra knappen justerar rotationsriktning för underkäken så att borstning alltid sker från tandkötet till tänderna.



Product Material	Main ABS material+DuPont brush wire
Vibration revolution	300 rpm
Waterproof grade	IPX7 level
Charging time	3-4 hours
Usage duration	Normally usable for 3 months

* The usage time is calculated based on 3 minutes per session and 2 times per day

Funktions introduktion

- På/Av
Tryck på omkopplarknappen för att starta maskinen och tryck sedan på strömbrytare för att växla växel, och tryck länge på valfri växel för att stänga ner. Standardarbetstiden är 3 minuter och maskinen stängs av automatiskt efter 3 minuter. Maskinen har en växelmminnesfunktion, som är förinställd på senast använda läge när det slås på nästa gång.
- Två huvudlägen
Clean-Clean-läge: för daglig rengöring.
Starkt stärkande läge: lämplig för envisa tandfläckar.
- Framåt- och bakåtläge
Tryck på framåt- och bakåtknappen för att byta rotation riktning.
- Batteridisplay
När strömmen är låg blinkar den röda lampan, den röda lampan andas vid laddning och den gröna lampan lyser med fast sken efter full. När strömmen inte uppfyller startspänningen, den röda lampan lyser med fast sken i 3 sekunder, och avstängningen fungerar inte.

- Vi rekommenderar att du börjar vänja dig vid Oris cura med programmet "Sensitive" (100 varv per minut). Mikrobubblorna och den långsträckta borstsektionen kan klia i början, men man vänjer sig efter några borstningar.
- El tandborsten flyttas på samma sätt som en vanlig tandborste, men långsammare. Borsten placeras på tandköttskanten, även om du rör vid tandköttskanten är det ingen fara alls eftersom rotationsriktningen är korrekt inställd. Borsten behöver INTE flyttas i en cirkulär oval rörelse som du har att göra med andra tandborstar.
- Enligt designen har den elektriska tandborsten ett skydd på baksidan av tandborsthuvudet för att skydda den inre kinnen. El tandborsten har en funktion där själva borsten roterar antingen nedåt eller uppåt beroende på var tandborsten placeras, på underkäken eller överkäken.

- Den långsträckta rörelsen av borstarna ger en effektiv och skonsamt rengöringsresultat, även på svåråtkomliga ställen och längs tandköttskanten. Borsthuvudet har en smal hals till nå längre och ta bort plack.